



KINTEK FURNACE

치과 용해로 카탈로그

Contact us for more catalogs of **고온 노**, 등

KINTEK FURNACE

?? ???

>>> ?? ??

킨텍 퍼니스는 머플 퍼니스, 튜브 퍼니스, 진공 퍼니스, 대기 제어 시스템 및 고급 CVD/PECVD 솔루션을 포함한 정밀 고온 실험실 장비를 전문으로 하는 기술 중심의 혁신 기업입니다. 재료 과학, 화학 연구 및 열처리 응용 분야를 위해 설계된 당사의 견고하고 에너지 효율적인 시스템은 극한의 열 환경에서 정밀성, 안전성 및 반복성을 우선시하여 연구자와 산업 연구소가 획기적인 결과를 달성할 수 있도록 지원합니다.



치과용 도자기 지르코니아 소결 세라믹 진공 프레스 용광로

품목 번호: KT-DP10



소개

실험실용 정밀 진공 프레스 용광로: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 정확도, 최대 1200°C , 맞춤형 솔루션. 지금 바로 연구 효율성을 높이세요!

자세히 알아보기

가열 속도	최대 $200^{\circ}\text{C}/\text{분}$ ($392^{\circ}\text{F}/\text{분}$)
최대 온도	최대 1200°C (2283°F)
최대 온도 유지 시간	2시간
진공 수준	1-101%
전력 공급	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
정격 전류	14.5암페어@110V 7.0암페어@230V
정격 출력 전력	최대 1500W
치수	H27cm x W36cm x D70cm
발사 챔버 직경	9cm(3.5")
순 중량	23Kg
패키지 포함 무게	26.5Kg

치과 실험실용 진공 치과용 도자기 소결로

품목 번호: KT-DV10



소개

KinTek 진공 포세린 퍼니스: 고품질 세라믹 수복물을 위한 정밀 치과 기공소 장비입니다. 고급 소성 제어 및 사용자 친화적인 작동.

자세히 알아보기

가열 속도	최대 200°C/분(392°F/분)
최대 온도	최대 1200°C(2283°F)
최대 온도 유지 시간	2시간
진공 수준	1-101%
전력 공급	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
정격 전류	14.5암페어@110V 7.0암페어@230V
정격 출력 전력	최대 1500W
치수	H27cm x W36cm x D53cm
발사 챔버 직경	9cm(3.5")
순 중량	20Kg
패키지 포함 무게	23.5Kg

세라믹 수복물용 변압기가 있는 체어사이드 치과용 포세린 지르코니아 소결로

품목 번호: KT-DS10



소개

치과용 포세린 고속 소결로: 치과 기공소를 위한 9분 고속 지르코니아 소결, 1530°C 정밀도, SiC 히터. 지금 바로 생산성을 높이세요!

자세히 알아보기

가열 속도	최대 200°C/분(392°F/분)
최대 온도	1530°C
최대 온도 유지 시간	2시간
전원 공급	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
정격 전류	14.5암페어@110V 7.0암페어@230V
정격 출력 전력	최대 1500W
치수	H27cm x W36cm x D56cm
발사 챔버 직경	9cm(3.5")
순 중량	20Kg
패키지 포함 무게	25.5Kg



Kintek Furnace

본사: 중국 정저우시 하이테크구 사이언스 애비뉴 89호

WhatsApp