



KINTEK FURNACE

전기 회전 킬른 카탈로그

Contact us for more catalogs of **고온 노**, 등

KINTEK FURNACE

?? ???


>>> ?? ??

킨텍 퍼니스는 머플 퍼니스, 튜브 퍼니스, 진공 퍼니스, 대기 제어 시스템 및 고급 CVD/PECVD 솔루션을 포함한 정밀 고온 실험실 장비를 전문으로 하는 기술 중심의 혁신 기업입니다. 재료 과학, 화학 연구 및 열처리 응용 분야를 위해 설계된 당사의 견고하고 에너지 효율적인 시스템은 극한의 열 환경에서 정밀성, 안전성 및 반복성을 우선시하여 연구자와 산업 연구소가 획기적인 결과를 달성할 수 있도록 지원합니다.



전기 로터리 킬른 열분해로 플랜트 기계 소형 로터리 킬른 소성로

품목 번호: KT-RKTF



소개

킨텍 전기 로터리 킬른: 1100°C의 정밀한 소성, 열분해 및 건조. 실험실 및 산업 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있는 친환경 다중 구역 가열.

자세히 알아보기

모델	KT-RKTF60	KT-RKTF80	KT-RKTF100	KT-RKTF120
튜브 직경	0.6m	0.8m	1m	1.2m
튜브 길이	7m	9m	10m	12m
튜브 재질	니켈 기반 합금			
가열 구역	4개의 독립적인 핫존(사용자 지정 가능)			
작업 온도				
로터리 드럼 각도	0-3도(조정 가능)			
단열재	다결정 세라믹 섬유			
온도 컨트롤러	PLC가 있는 터치 스크린 PID 컨트롤러			
발열체	실리콘 카바이드(SiC)			
온도 센서	무장 K형 열전대			
전원 공급 장치	AC220-440V, 50/60HZ(사용자 지정 가능)			

전기 로터리 킬른 소형 로터리로 바이오매스 열분해 플랜트 회전로

품목 번호: RBPF



소개

킨텍의 회전식 바이오매스 열분해로는 바이오매스를 바이오 숯, 바이오 오일 및 합성 가스로 효율적으로 변환합니다. 연구 또는 생산에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 지금 솔루션을 받으세요!

[자세히 알아보기](#)

활성탄 재생용 전기 로터리 킬른 소형 회전로

품목 번호: KT-CRF



소개

KINTEK의 전기 활성탄 재생로: 지속 가능한 탄소 회수를 위한 고효율 자동화 로터리 킬른입니다. 폐기물을 최소화하고 절감 효과를 극대화하십시오. 지금 견적을 요청하세요!

[자세히 알아보기](#)

일정 작업 온도	1100°C
로터리 드럼 속도	0-5rpm
로터리 드럼 각도	0-6도
챔버 단열재	다결정 세라믹 섬유
온도 컨트롤러	터치스크린 PID 컨트롤러
가열 요소	탄화규소 (SiC)
온도 센서	K타입 시스 열전대
전원 공급 장치	AC220-440V, 50/60HZ

모델	용량 (kg/h)	정격 출력 (kw)	치수 (m)
KT-CRF60	60	63	7.0*1.6*2.2
KT-CRF100	100	103	7.0*1.6*2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0*1.8*2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0*1.8*2.2

열분해 플랜트 가열을 위한 전기 로터리 킬른 연속 작동 소형 로터리로 킬른

품목 번호: KT-RFTF



소개

킨텍의 전기 회전로는 소성, 건조 및 열분해를 위해 최대 1100°C까지 정밀하게 가열할 수 있습니다. 내구성이 뛰어나고 효율적이며 실험실과 생산에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 지금 모델을 살펴보세요!

자세히 알아보기

모델	퍼니스 크기(튜브 직경 × 가열 길이)	Max. 온도	가열 영역	Power
KT-RFTF2020	Φ200×2000mm	950°C	3	30kw
KT-RFTF3030	Φ300×3000mm	950°C	6	54kw
KT-RFTF4050	Φ400×5000mm	950°C	6	96kw
KT-RFTF5060	Φ500×6000mm	950°C	6	168kw
KT-RFTF6080	Φ600×8000mm	950°C	9	234kw
KT-RFTF8090	Φ800×9000mm	950°C	9	342kw
KT-RFTF1211	Φ1200×11000mm	950°C	9	648kw



Kintek Furnace

본사: 중국 정저우시 하이테크구 사이언스 애비뉴 89호

WhatsApp