



KINTEK

## Ptfe(Teflon) Parts 카탈로그

Contact us for more catalogs of [PTFE\(Teflon\) Products](#), 등

# KINTEK

?? ???

>>> ?? ??

Kintek은 기술 중심의 혁신 기업으로 고성능 PTFE 제품 제조를 전문으로 하며 내식성 소모품(PFA 랩웨어, 특수 튜브 및 라이너 등), 정밀 씰링 부품(개스킷, 오링 및 다이어프램 등), 통합 유체 시스템 솔루션(배관, 밸브, 피팅 및 맞춤형 부품 포함)을 포함한 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. 당사의 제품은 화학 공정, 반도체 제조, 제약 산업 및 최고의 순도와 화학적 불활성이 요구되는 첨단 연구 환경과 같은 중요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 견고하고 세심하게 설계된 킨텍의 제품은 탁월한 내식성, 오염 제어 및 작동 신뢰성을 우선시하여 업계에서 부식성 고순도 유체를 최고의 안전성과 효율성으로 관리하여 공정 무결성을 보장하고 장비 수명을 연장할 수 있도록 지원합니다.



## 맞춤형 Ptfе 테프론 부품 제조업체 Ptfе 자기 교반 바

품목 번호: PL-1012



### 소개

킨텍 PTFE 자기 교반 바는 실험실에서 내화학성, 고온 안정성 및 부드러운 혼합을 제공합니다. 다양한 용도에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

A(6*10mm)	A(7*15mm)	A(8*20mm)	A(9*25mm)	A(10*30mm)
A(12*35mm)	A(15*40mm)	A(16*50mm)	A(17*60mm)	A(18*70mm)
B(3*6mm)	B(5*10mm)	B(6*15mm)	B(8*20mm)	B(8*25mm)
B(9*28mm)	B(8*30mm)	B(9*35mm)	B(8*40mm)	B(8*45mm)
B(10*50mm)	B(9*56mm)	B(10*60mm)	B(10*70mm)	B(10.5*100mm)
C(3*5mm)	C(3*7mm)	C(3*9mm)	C(5*10mm)	C(6*15mm)
C(6*20mm)	C(9*56mm)	C(7*25mm)	C(7*30mm)	C(8*35mm)
C(8*40mm)	C(8*45mm)	C(8*50mm)	C(10*60mm)	C(10*70mm)
C(10*80mm)	C(10*100mm)	크로스(3*10mm)	Cross(8*15mm)	Cross(9*20mm)
Cross(10*25mm)	Cross(10*30mm)	Cross(10*35mm)	Cross(11*40mm)	십자가(13*50mm)
삼각형(10*10*25mm)	삼각형(13*13*40mm)	삼각형(15*15*50mm)	8개의 이빨(5.5*42mm)	8개의 이빨(5.2*42mm)
구형(12*12mm)	빨간색(8*25mm)	노란색(8*25mm)	파란색(8*25mm)	블랙(8*25mm)



**Kintek**

본사: 중국 정저우시 하이테크구 사이언스 애비뉴 89호

WhatsApp