



KINTEK FURNACE

로터리 노 카탈로그

Contact us for more catalogs of **고온 노**, 등

KINTEK FURNACE

?? ???

>>> ?? ??

킨텍 퍼니스는 머플 퍼니스, 튜브 퍼니스, 진공 퍼니스, 대기 제어 시스템 및 고급 CVD/PECVD 솔루션을 포함한 정밀 고온 실험실 장비를 전문으로 하는 기술 중심의 혁신 기업입니다. 재료 과학, 화학 연구 및 열처리 응용 분야를 위해 설계된 당사의 견고하고 에너지 효율적인 시스템은 극한의 열 환경에서 정밀성, 안전성 및 반복성을 우선시하여 연구자와 산업 연구소가 획기적인 결과를 달성할 수 있도록 지원합니다.



진공 밀폐형 연속 작동 회전 튜브기로 회전 튜브로

품목 번호: KT-CRTF



소개

연속 진공 처리를 위한 정밀 회전 튜브로입니다. 소성, 소결 및 열처리에 이상적입니다. 최대 1600°C까지 맞춤 설정이 가능합니다.

자세히 알아보기

로 모델	KT-CRTF12	KT-CRTF14	KT-CRTF16
최대 온도	1200°C	1400°C	1600°C
일정 작업 온도	1100°C	1300°C	1500°C
가열 속도	0-20°C/min	0-10°C/min	
퍼니스 튜브 재질	석영/금속 합금	Al2O3/Si3N4	
회전 속도	0-20rpm		
틸팅 각도	-5-30도		
퍼니스 튜브 직경	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280 mm		
단일 가열 구역 길이	300 / 450 / 600 / 800mm		
진공 밀폐 솔루션	O-링이 있는 SS 304 플랜지		
챔버 재질	일본산 알루미늄이나 섬유		
가열 요소	Cr2Al2Mo2 와이어 코일	SiC	MoSi2
온도 센서	K 타입	S 타입	B 타입
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치스크린 PID 컨트롤러		
온도 제어 정확도	±1°C		
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ		
특정 요구 사항에 따라 다양한 튜브 재질, 크기 및 가열 구역을 맞춤 설정할 수 있습니다.			

분할 다중 가열 구역 로터리 튜브 용광로 회전 튜브 용광로

품목 번호: KT-MRTF



소개

기울기 조절, 360° 회전, 맞춤형 가열 구역을 갖춘 고온 재료 가공용 정밀 분할 다중 가열 구역 로터리 튜브 퍼니스입니다. 실험실에 이상적입니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-MRTF12	KT-MRTF14	KT-MRTF16
최대 온도	1200°C	1400°C	1600°C
일정한 작업 온도	1100°C	1300°C	1500°C
가열 속도	0-20°C/min	0-10°C/min	
용광로 튜브 재질	석영/금속 합금	Al2O3/Si3N4	
회전 속도	0-20rpm		
틸팅 각도	-5-30도		
퍼니스 튜브 직경	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280 mm		
단일 가열 영역 길이	300 / 450 / 600 / 800 mm		
가열 구역 수량	2-8 구역		
진공 밀봉 솔루션	O링이 있는 SS 304 플랜지		
챔버 재질	일본 알루미늄나 섬유		
발열체	Cr2Al2Mo2 와이어 코일	SiC	MoSi2
온도 센서	K 타입	S 타입	B 타입
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러		
온도 제어 정확도	±1°C		
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ		

다양한 튜브 재질과 크기 및 가열 영역 길이를 사용자 정의 할 수 있습니다.

실험실 진공 틸트 로터리 튜브 퍼니스 회전 튜브 퍼니스

품목 번호: KT-RTF



소개

킨텍 실험실 로터리 퍼니스: 소성, 건조, 소결을 위한 정밀 가열. 진공 및 제어 대기를 갖춘 맞춤형 솔루션. 지금 연구를 강화하세요!

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-RTF12	KT-RTF14	KT-RTF16
최대 온도	1200°C	1400°C	1600°C
일정한 작업 온도	1100°C	1300°C	1500°C
가열 속도	0-20°C/min	0-10°C/min	
용광로 튜브 재질	고순도 석영 / 310S 스테인리스 스틸	Al2O3 / Si3N4 / 310S 스테인리스 스틸	
회전 속도	0-20rpm(무단계 조절 가능)		
틸팅 각도	-5 ~ +30도(조정 가능, 일반적인 범위, 사용자 지정 가능)		
퍼니스 튜브 직경(mm)	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280(사용자 지정 가능)		
단일 가열 구역 길이(mm)	300 / 450 / 600 / 800(사용자 지정 가능)		
진공 밀봉 솔루션	O링이 있는 SS 304 플랜지 / 고급 동적 밀봉 시스템		
챔버 재질	고순도 알루미늄이나 섬유(예: 일본 미쓰비시 섬유)		
발열체	Cr2Al2Mo2 와이어 코일(Mo가 도핑된 Fe-Cr-Al 합금)	SiC(실리콘 카바이드)	MoSi2(몰리브덴 디실리사이드)
온도 센서	K 유형	S 타입	B 타입
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러(PLC 포함)		
온도 제어 정확도	±1°C		
전원 공급 장치	AC110-220V(선택 가능), 50/60HZ, 단상/삼상(요구사항에 따라)		
다양한 튜브 재질, 크기, 가열 영역 길이 및 기타 사양은 특정 실험 요구 사항을 충족하도록 사용자 지정할 수 있습니다.			



Kintek Furnace

본사: 중국 정저우시 하이테크구 사이언스 애비뉴 89호

WhatsApp