

실험실용 1200°C 머플기로(Muffle Oven Furnace)

품목 번호: KT-12M



소개

KINTEK KT-12M 머플로: PID 제어를 통한 정밀한 1200°C 가열. 신속하고 균일한 열이 필요한 실험실에 이상적입니다. 다양한 모델과 맞춤형 옵션을 확인해 보세요.

자세히 알아보기

로(Furnace) 모델		KT-12M / KT-12M Pro	
최대 온도		1200°C	
상시 작동 온도		1100°C	
로 튜브 재질 (해당되는 경우, 일반적으로 튜브로용)		고순도 석영 (이 머플로에 해당하는지 확인 필요)	
챔버 재질		일본산 알루미늄 파이버	
가열 요소		Cr2Al2Mo2 와이어 코일	
가열 속도		0-30°C/min	
온도 센서		내장형 K 타입 열전대	
온도 컨트롤러		디지털 PID 컨트롤러 (KT-12M) / 7" 터치스크린 PID 컨트롤러 (KT-12M Pro)	
온도 제어 정확도		±1°C	
온도 균일성		±5°C	
전원 공급		AC110-220V, 50/60HZ	
재고 보유 표준 챔버 크기			
챔버 크기 (mm) WxDxH	유효 부피 (L)	챔버 크기 (mm) WxDxH	유효 부피 (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

맞춤형 설계 크기 및 부피도 가능합니다. [자세한 내용은 문의하십시오.](#)

번호	설명	수량
1	머플로 (KT-12M 또는 KT-12M Pro)	1

2	단열 블록/하스 플레이트	1
3	도가니 집게	1
4	내열 장갑	1쌍
5	사용 설명서	1