

1400°C 제어 불활성 질소 대기 용광로

품목 번호: KT-14A



소개

실험실 및 산업을 위한 KT-14A 제어식 대기 용광로. 최대 온도 1400°C, 진공 밀봉, 불활성 가스 제어. 맞춤형 솔루션 제공.

[자세히 알아보기](#)

퍼니스 모델	KT-14A		
최대 온도	1400°C		
일정한 작업 온도	1300°C		
진공 압력	-0.1Mpa(대기 기준)		
진공 밸브	니들 밸브		
챔버 재질	일본 알루미늄나 섬유		
발열체	실리콘 카바이드(SiC)		
가열 속도	0-20°C/min(조절 가능)		
온도 센서	S형 열전대		
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러 / 옵션 터치 스크린 PID 컨트롤러		
온도 제어 정확도	±1°C		
온도 균일성	±5°C(정의된 균일 영역 내)		
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ(구성 가능)		
표준 챔버 크기(맞춤형 크기 사용 가능)			
챔버 크기(WxDxH mm)	유효 부피(L)	챔버 크기(WxDxH mm)	유효 부피(L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
맞춤 설계된 크기와 부피가 허용됩니다. 문의하기 에 문의해 주세요.			

아니요.	설명	수량
------	----	----

1	제어 대기 용광로 (KT-14A)	1 유닛
2	열 블록 / 하스 플레이트	1세트
3	도가니 통	1개
4	내열 장갑	1쌍
5	사용 설명서	1부