

실험실용 1400°C 머플 오븐로

품목 번호: KT-14M



소개

KT-14M 머플 퍼니스: SiC 소자, PID 제어, 에너지 효율적인 설계로 1400°C의 정밀 가열이 가능합니다. 실험실에 이상적입니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-14M
최대 온도	1400°C
일정한 작업 온도	1300°C
챔버 재질	일본 알루미늄나 섬유
발열체	실리콘 카바이드
가열 속도	0-20°C/min
온도 센서	S형 열전쌍
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러(KT-14M Pro)
온도 제어 정확도	±1°C
온도 균일성	±5°C
전원 공급	AC110-220V, 50/60HZ

표준 챔버 크기 재고

챔버 크기(mm)	유효 부피(L)	챔버 크기(mm)	유효 부피(L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
고객 디자인 크기 및 부피 허용			

아니요.	설명	수량
1	Furnace	1
2	열 블록	1

3	도가니 통	1
4	내열 장갑	1
5	사용 설명서	1