

1700°C 제어 불활성 질소 대기 용광로

품목 번호: KT-17A



소개

KT-17A 제어 대기 용광로: 진공 및 가스 제어를 통한 1700°C의 정밀한 가열. 소결, 연구 및 재료 가공에 이상적입니다. 지금 살펴보세요!

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-17A		
최대 온도	1700°C		
일정한 작업 온도	1600°C		
진공 압력	-0.1Mpa		
진공 밸브	니들 밸브		
챔버 재질	일본 알루미늄나 섬유		
발열체	몰리브덴 디실리사이드		
가열 속도	0-20°C/min		
온도 센서	B형 열전쌍		
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러		
온도 제어 정확도	±1°C		
온도 균일성	±5°C		
전력 공급	AC110-220V, 50/60HZ		
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기(mm)	유효 부피(L)	챔버 크기(mm)	유효 부피(L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
고객 디자인 크기 및 부피 허용			

아니요.	설명	수량
------	----	----

1	Furnace	1
2	열 블록	1
3	도가니 통	1
4	내열 장갑	1
5	사용 설명서	1