

실험실용 1700°C 고온 머플 오븐 용광로

품목 번호: KT-17M



소개

KT-17M 머플 퍼니스: 산업 및 연구 분야를 위한 PID 제어, 에너지 효율, 맞춤형 크기를 갖춘 고정밀 1700°C 실험실 퍼니스입니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-17M / KT-17M Pro
최대 온도	1700°C
일정한 작업 온도	1600°C
챔버 재질	일본 알루미늄 합금
발열체	몰리브덴 디실리사이드(MoSi2)
가열 속도	0-20°C/min
온도 센서	B형 열전쌍
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러(KT-17M) / 7인치 터치 스크린 PID 컨트롤러(KT-17M Pro)
온도 제어 정확도	±1°C
온도 균일성	±5°C
전원 공급	AC110-220V, 50/60HZ

표준 챔버 크기 재고

챔버 크기(mm)	유효 부피(L)	챔버 크기(mm)	유효 부피(L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

고객의 디자인 크기와 부피가 허용됩니다.

No.	설명	수량
1	용광로	1
2	열 블록	1

3	도가니 통	1
4	내열 장갑	1
5	사용 설명서	1