

실험실용 1800°C 고온 머플 오븐 용광로

품목 번호: KT-18M



소개

킨텍 머플 퍼니스: 실험실을 위한 정밀 1800°C 가열.
에너지 효율적이고 사용자 정의가 가능하며 PID 제어가
가능합니다. 소결, 어닐링 및 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델		KT-18M	
최대 온도		1800℃	
일정한 작업 온도		1700℃	
챔버 재질		일본 알루미늄 섬유	
발열체		몰리브덴 디실리사이드	
가열 속도		0-20℃/min	
온도 센서		B형 열전쌍	
온도 컨트롤러		디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러	
온도 제어 정확도		±1℃	
온도 균일성		±5℃	
전력 공급		AC110-220V, 50/60HZ	
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기(mm)	유효 부피(L)	챔버 크기(mm)	유효 부피(L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
고객 디자인 크기 및 부피 허용			

No.	설명	수량
1	용광로	1
2	열 블록	1

3	도가니 통	1
4	내열 장갑	1
5	사용 설명서	1