

2200°C 흑연 진공 열처리로

품목 번호: KT-VG



소개

고온 소결을 위한 2200°C 흑연 진공로. 정밀한 PID 제어, 6×10^{-3} Pa 진공, 내구성 있는 흑연 가열. 연구 및 생산에 이상적입니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-VG		
최대 온도	2200 °C		
일정한 작업 온도	2100 °C		
챔버 단열재	흑연 펠트		
발열체	흑연 저항 막대		
가열 속도	0-10°C/min		
온도 센서	T/R 열전대 및 적외선 온도계		
온도 컨트롤러	PLC가 있는 터치 스크린 PID 컨트롤러		
온도 제어 정확도	±1°C		
최대 진공 레벨	6*10 ⁻³ Pa(무부하, 저온 상태)		
진공 압력 상승 속도	0.67Pa/h		
전력 공급	AC110-440V,50/60HZ (Customizable)		
표준 챔버 크기(사용자 지정 가능)			
챔버 크기(mm)(WxDxH 또는 Dia.xH)	유효 부피(L)	챔버 크기(mm)(WxDxH 또는 Dia.xH)	유효 부피(L)
200x200x300	12	400x400x600	96
300x300x400	36	500x500x700	150
킨텍은 챔버 크기와 부피에 대한 맞춤형 설계 요구 사항을 환영합니다.			