

실험실용 맞춤형 기계 가공 성형 Ptfе 테프론 부품 제조업체 Ito Fto 전도성 유리 청소 꽃 바구니

품목 번호: PL-1013



소개

반도체 및 실험실용 고순도 PTFE 꽃바구니. 내화학성, 맞춤형 디자인이 가능합니다. 실리콘 웨이퍼 및 유리 기판에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

직경*홈 폭*홈 길이*적용 가능한 용량

60mm*1.5mm*16mm*250ml 비커/20개

60mm*2.5mm*16mm*250ml 비커/20개

60mm*1.5mm*21mm*250ml 비커/20개

60mm*2.5mm*21mm*250ml 비커/20개

80mm*1.5mm*26mm*500ml 비커/20개

80mm*2.5mm*26mm*500ml 비커/20개

80mm*1.5mm*31mm*500ml 비커/20개

80mm*2.5mm*31mm*500ml 비커/20개

90mm*2.5mm*41mm*1000ml 비커/22개