

## 다양한 응용 분야를 위한 맞춤형 Ptfе 증발 접시

품목 번호: PL-1004



### 소개

산 및 용매에 강한 실험실용 고순도 PTFE 증발 접시.  
달라붙지 않고 내구성이 뛰어나 시료 준비에  
이상적입니다. 맞춤형 사이즈도 주문 가능합니다. 지금  
주문하세요!

[자세히 알아보기](#)

용량 (mL)	높이(mm)	내경 (mm)
50	40	80
100	47	91
150	46	105