

고급 과학 및 산업 용도를 위한 맞춤형 Ptfе 체적 플라스크

품목 번호: PL-1018



소개

실험실용 프리미엄 PTFE 부피 측정 플라스크 - 내화학성, 비점착성, 정밀한 측정. 반도체, 의료 및 분석 분야에 이상적입니다. 지금 구매하세요!

[자세히 알아보기](#)

용량(mL)	내부 입구 직경(mm)	최대 외경 (mm)	총 높이 (mm)	무게(g)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965