

## 가다로운 응용 분야를 위한 맞춤형 Ptfе 스크레이퍼 및 삽

품목 번호: PL-1017



### 소개

실험실, 반도체 및 화학 산업을 위한 고순도 PTFE 스크레이퍼 및 삽. 정밀한 자재 취급을 위한 내화학적, 비점착성, 내구성이 뛰어난 공구입니다. 맞춤형 솔루션 제공.

### 자세히 알아보기

유형	폭(mm)	길이(mm)	두께/높이 (mm)	손잡이 길이(mm)
스크레이퍼	40mm	90mm	5mm	-
스크레이퍼	60mm	120mm	5mm	-
스크레이퍼	100mm	150mm	5mm	-
스크레이퍼	150mm	200mm	5mm	-
스크레이퍼	200mm	200mm	5mm	-
스크레이퍼 보드(T-스크레이퍼)	150mm	120mm	5mm	-
스크레이퍼 로드	10mm	120mm	10mm	-
스크레이퍼 스트립	15mm	120mm	5mm	-
삽(평평한 바닥)	60mm	120mm	30mm	1000mm
삽(평평한 바닥)	100mm	120mm	40mm	120mm
삽(평평한 바닥)	120mm	150mm	60mm	100mm
삽(평평한 바닥)	160mm	200mm	50mm	1000mm
삽(평평한 바닥)	170mm	220mm	70mm	115mm
삽(곡선형 바닥)	110mm	150mm	80mm	100mm
삽(곡선형 바닥)	110mm	220mm	100mm	120mm
플랫 삽(긴 손잡이)	150mm	80mm	10mm	900mm
플랫 삽(긴 손잡이)	150mm	100mm	30mm	800mm
플랫 삽(긴 손잡이)	200mm	150mm	15mm	500mm