

치과용 도자기 지르코니아 소결 세라믹 진공 프레스 용광로

품목 번호: KT-DP10



소개

실험실용 정밀 진공 프레스 용광로: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 정확도, 최대 1200°C , 맞춤형 솔루션. 지금 바로 연구 효율성을 높이세요!

자세히 알아보기

가열 속도	최대 $200^{\circ}\text{C}/\text{분}$ ($392^{\circ}\text{F}/\text{분}$)
최대 온도	최대 1200°C (2283°F)
최대 온도 유지 시간	2시간
진공 수준	1-101%
전력 공급	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
정격 전류	14.5암페어@110V 7.0암페어@230V
정격 출력 전력	최대 1500W
치수	H27cm x W36cm x D70cm
발사 챔버 직경	9cm(3.5")
순 중량	23Kg
패키지 포함 무게	26.5Kg