

실험실 디바인딩 및 사전 소결용 고온 머플 오븐로

품목 번호: KT-MD



소개

세라믹용 KT-MD 디바인딩 및 프리소결로 - 정밀한 온도 제어, 에너지 효율적인 설계, 맞춤형 크기. 지금 바로 실험실 효율성을 높이세요!

자세히 알아보기

용광로 모델		KT-MD	
일정한 작업 온도		1100/1300 °C	
챔버 재질		일본 알루미늄이나 섬유	
발열체		Cr2Al2Mo2 와이어 코일/탄화규소	
가열 속도		0-20°C/min	
온도 센서		K/S 타입 열전쌍	
온도 컨트롤러		디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러	
온도 제어 정확도		±1°C	
전력 공급		AC200-440V, 50/60HZ	
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기(mm)	유효 부피(L)	챔버 크기(mm)	유효 부피(L)
300x300x300	27	300x300x400	36
400x400x400	64	500x500x500	125
600x600x600	216	800x800x800	512
참고: 다른 크기와 부피는 특정 요구 사항에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.			

아니요.	설명	수량
1	Furnace	1
2	열 블록	1
3	도가니 통	1
4	내열 장갑	1
5	사용 설명서	1