

바닥 리프팅 기능이 있는 실험실 머플 오븐 용광로

품목 번호: KT-BL



소개

KT-BL 바닥 리프팅 퍼니스로 실험실 효율성 향상: 재료 과학 및 R&D를 위한 정밀한 1600°C 제어, 뛰어난 균일성, 향상된 생산성.

자세히 알아보기

퍼니스 모델		KT-BL	
작동 온도 범위		1100/1300/1600°C	
챔버 재질		Al2O3 다결정 섬유	
발열체		실리콘 카바이드/몰리브덴 디실리사이드	
권장 가열 속도		0-20°C/min(최대 30°C/min)	
온도 센서		K/S/B 타입 열전쌍	
온도 컨트롤러		터치 스크린 PID 컨트롤러(유디안 고급)	
온도 제어 정확도		±1°C	
온도 균일성		±5°C	
전력 공급		AC110-220V, 50/60HZ	
표준 챔버 크기(맞춤형 크기 제공 가능)			
챔버 크기(mm)	유효 부피(L)	챔버 크기(mm)	유효 부피(L)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
고객이 설계한 크기와 부피가 허용됩니다. 자세한 내용은 문의하세요.			

아니요.	설명	수량
1	KT-BL 바닥 리프팅 퍼니스	1
2	열 블록/로딩 스테이지	1(또는 듀얼 스테이지 옵션을 선택한 경우 2)
3	도가니 통	1
4	내열 장갑	1 쌍

