

실험실 석영관로 Rtp 가열관로

품목 번호: KT-RTP



소개

킨텍의 RTP 급속 가열 튜브로는 정밀한 온도 제어, 최대 100°C/초의 급속 가열, 고급 실험실 애플리케이션을 위한 다양한 분위기 옵션을 제공합니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-RTP	KT-RTP Pro
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러	터치 스크린 PID 컨트롤러
멀티 프로그램 프리셋	아니요	yes
정전 시 재시작	아니요	예
최대 온도	1100°C	
일정한 작업 온도	1000°C	
용광로 튜브 재질	고급 석영 / Al2O3 알루미나	
용광로 튜브 직경	50 / 60 / 80 / 100 mm	
가열 영역 길이	300 / 450 / 600 / 800 mm	
진공 밀봉 솔루션	솔리드 구리 실링 링이 있는 SS 304 플랜지	
정격 진공 압력	0.001Pa/10E5 torr	
챔버 재질	일본 Al2O3 알루미나 섬유	
발열체	Cr2Al2Mo2 와이어 코일	
온도 센서	K 타입 열전쌍 내장	
온도 제어 정확도	±1°C	
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ	
기타 용광로 튜브 크기 및 가열 영역 길이 사용자 정의 가능		

No.	설명	수량
1	Furnace	1
2	알루미나 튜브	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 열 블록	2

5	튜브 써멀 블록 후크	1
6	내열 장갑	1
7	사용 설명서	1