

다중 구역 실험실 석영관로 관형 용광로

품목 번호: KT-MTF



소개

킨텍 멀티존 튜브 퍼니스: 첨단 재료 연구를 위한 1~10개의 구역으로 1700°C의 정밀한 가열. 맞춤형, 진공 지원 및 안전 인증을 받았습니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-MTF	KT-MTF Pro
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러	터치 스크린 PID 컨트롤러
멀티 프로그램 프리셋	아니요	yes
정전 시 재시작	아니요	예
최대 온도	1700°C	
일정한 작업 온도	1650°C	
용광로 튜브 재질	고급 석영 / Al2O3 알루미늄	
용광로 튜브 직경	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 150 / 230 mm(사용자 지정 가능)	
가열 영역 길이	300 / 450 / 600 / 800 mm(사용자 지정 가능)	
가열 구역 수량	1-10 구역	
진공 밀봉 솔루션	O링이 있는 SS 304 플랜지	
정격 진공 압력	0.001Pa / 10E-5 torr	
정격 양압	0.02Mpa / 150 torr	
챔버 재질	일본 Al2O3 알루미늄 섬유	
발열체	Cr2Al2Mo2 와이어 코일(또는 더 높은 온도의 경우 SiC/MoSi2, 자세한 내용은 문의)	
열 커플	K/S/B 타입(온도 범위에 따라 선택)	
온도 제어 정확도	±1°C	
온도 균일성	±5°C(항온 영역에서)	
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ(사용자 지정 가능)	

기타 Al2O3 알루미늄 튜브 크기 및 가열 영역 길이는 사양에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.

No.	설명	수량
1	멀티존 튜브 퍼니스 본체	1

2	고순도 알루미늄 또는 석영 튜브(주문에 따라)	1
3	밸브 및 게이지 포트가 있는 진공 밀봉 플랜지	2 세트
4	튜브 써멀 블록/플러그	2개(또는 구역에 따라 그 이상)
5	튜브 블록 후크/익스트랙터	1
6	내열 장갑 한 켤레	1
7	사용 설명서 및 소프트웨어(해당되는 경우)	1