

세라믹 섬유 라이너가 있는 진공 열처리로

품목 번호: KT-VF



소개

세라믹 파이버 라이닝이 있는 킨텍의 진공로는 최대 1700°C까지 정밀한 고온 처리를 제공하여 균일한 열 분배와 에너지 효율을 보장합니다. 실험실 및 생산에 이상적입니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-VF12 / KT-VF17
최대 온도	1200°C / 1700°C
일정한 작업 온도	1100°C / 1600°C
챔버 재질	세라믹 다결정 섬유
발열체	Cr2Al2Mo2 와이어 코일 / 몰리브덴 디실리사이드(MoSi2)
가열 속도	0-20°C/분(조정 가능)
온도 센서	내장형 K형/B형 열전대
온도 컨트롤러	PLC가 있는 터치 스크린 PID 컨트롤러
온도 제어 정확도	±1°C
온도 균일성	±5°C
전력 공급	AC110-440V, 50/60HZ(사용자 지정 가능)

표준 챔버 크기 사용 가능(사용자 지정 가능)			
챔버 크기(mm)(D x W x H)	유효 부피(L)	챔버 크기(mm)(D x W x H)	유효 부피(L)
100x100x100	1	400x400x500	80
150x150x200	4.5	500x500x600	125
200x200x300	12	600x600x700	253
300x300x400	36	800x800x800	512

특정 연구 요구사항을 충족하기 위해 맞춤형으로 설계된 크기와 부피가 허용됩니다.