

진공 열처리 소결로 물리브덴 와이어 진공 소결로

품목 번호: KT-VMW



소개

킨텍의 진공 물리브덴 와이어 소결로는 소결, 어닐링 및 재료 연구를 위한 고온, 고진공 공정에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 1700°C의 정밀한 가열로 균일한 결과를 얻을 수 있습니다. 맞춤형 솔루션 제공.

자세히 알아보기

최대 온도	1700°C(공칭 1600°C)
작업 영역 크기(예시)	Φ60×80mm, Φ160×160mm, Φ200×200mm, Φ300×400mm, Φ400×500mm(사용자 지정 가능)
저온 공극 진공도	10 ⁻³ Pa 또는 10 ⁻⁴ Pa
압력 상승 속도	≤3Pa/h
전원 공급 장치	3상 380V 50Hz(사용자 지정 가능)
퍼니스 온도 균일성	±5°C(진공 상태)
로딩 및 언로딩 방법	상단, 측면 또는 하단 로딩 옵션
보호 가스 옵션	아르곤, 질소, 수소에 대한 자동 충전 및 방전.
제어 방법	LCD 터치 스크린 인터페이스가 있는 PLC