

수직 실험실 석영관 용광로 관형 용광로

품목 번호: KT-VTF



소개

정밀 킨텍 수직 튜브 용광로: 1800°C 가열, PID 제어, 실험실 맞춤형. CVD, 결정 성장 및 재료 테스트에 이상적입니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-VTF	KT-VTF PRO
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러	터치 스크린 PID 컨트롤러
멀티 프로그램 프리셋	아니요	yes
정전 시 재시작	아니요	예
최대 온도	1800°C	
퍼니스 튜브 재질	고급 석영 / Al ₂ O ₃ 알루미나	
퍼니스 튜브 직경	50 / 60 / 80 / 100 mm	
가열 영역 길이	300 / 450 / 600 / 800 mm	
진공 씰링 솔루션	솔리드 구리 실링 링이 있는 SS 304 플랜지	
정격 진공 압력	0.001Pa/10E5 torr	
챔버 재질	일본 Al ₂ O ₃ 알루미나 섬유	
발열체	Cr ₂ Al ₂ Mo ₂ 와이어 코일/SiC/MoSi ₂	
열 커플	K/S/B 타입	
온도 제어 정확도	±1°C	
전력 공급	AC110-220V, 50/60HZ	

기타 퍼니스 튜브 크기 및 가열 영역 길이를 사용자 정의 할 수 있습니다.

아니요.	설명	수량
1	Furnace	1
2	알루미나 튜브	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 열 블록	2
5	튜브 써멀 블록 후크	1

6	내열 장갑	1
7	사용 설명서	1